

**Planungshilfe von AUROSAN: Planen Sie rechtzeitig Ihre Teilnahme an den externen Ringversuchen BAK 411 für das Jahr 2019, um die Abrechnung des mikrobiologischen Labors nicht zu gefährden.**

Teilnehmen muß jedes mikrobiologische Praxislabor 2x im Jahr. Ein bestandener Ringversuch ist für 1 Jahr gültig<sup>1</sup>. Für weitere Fragen und Anleitungen zur Durchführung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**Ringversuch BAK411 (3 Keime und Gram-Färbung): Termine 2019<sup>1</sup>**

	Februar	April	Juli	November
<b>Meldefrist</b>	30.11.18	15.02.19	17.05.19	27.09.19
<b>Probenversand</b>	23.01.19	10.04.19	10.07.19	20.11.19
<b>Einsendeschluß</b>	01.02.19	26.04.19	19.07.19	29.11.19

Ringversuche werden von verschiedenen bei der BÄK akkreditierten Laboren angeboten. Die aufgeführten Termine beziehen sich auf die Veröffentlichung eines Anbieters<sup>1</sup>.

Getestet werden müssen jeweils 6 der 8 bewertbaren Antibiotika<sup>1</sup> (EUCAST Standard<sup>2</sup> für die Blättchenbeladung für den Agar-Diffusionstest in Klammern).

Antibiotika-Auswahl	Grampositive Bakterien	Gramnegative Bakterien
Penicillin (1 U)	Penicillin (1 U)	-
Ampicillin (2 µg)	Ampicillin (2 µg)	-
Ampicillin / Sulbactam (10 µg / 10 µg)	-	Ampicillin / Sulbactam (10 µg / 10 µg)
Oxacillin (1 µg)	Oxacillin (1 µg)	-
Cefpodoxim-Proxetil (10 µg)	Cefpodoxim-Proxetil (10 µg)	Cefpodoxim-Proxetil (10 µg)
Ceftazidim (10 µg)	-	Ceftazidim (10 µg)
Meropenem (10 µg)	-	Meropenem (10 µg)
Gentamicin (10µg oder 30 µg)	Gentamicin (10µg oder 30 µg)	Gentamicin (10 µg)
Ciprofloxacin (5 µg)	Ciprofloxacin (5 µg)	Ciprofloxacin (5 µg)
Nitrofurantoin (100 µg)	Nitrofurantoin (100 µg)	Nitrofurantoin (100 µg)
Trimethoprim/Sulfamethoxazol (1.25 µg/ 23.75 µg)	Trimethoprim/Sulfamethoxazol (1.25 µg/ 23.75 µg)	Trimethoprim/Sulfamethoxazol (1.25 µg/ 23.75 µg)
Fosfomycin-Trometamol* (200 µg)	-	Fosfomycin-Trometamol* (200 µg)

\* ohne Bewertung

Bei AUROSAN können Sie alle benötigten Utensilien für das mikrobiologische Labor, die Erregeranzucht, -differenzierung und -sensibilitätstestung erwerben. Für die Ringversuche (und die tgl. Praxis) gibt es 6er Antibiotika-Ringe und besondere Ableseschablonen (MD1505 – auch zum Selbstaussdruck online verfügbar unter [www.aurosan-shop.de](http://www.aurosan-shop.de)). Außerdem bieten wir regelmäßig Fortbildungen zu internen und externen Qualitätskontrollen gemäß den RilibÄK an und helfen bei der Vorbereitung auf Audits. Auf unserer Webseite [www.aurosan.de](http://www.aurosan.de) finden Sie hierzu weitere Informationen sowie die aktuellen Fortbildungstermine. Zudem steht Ihnen zahlreiches kostenloses Material zum Selbststudium, wie Anwendungsfilme, Dokumentationshilfen usw. zur Verfügung.

Viel Erfolg bei den Ringversuchen!  
Ihr Team von AUROSAN.

Nachweis.

<sup>1</sup>: Quelle INSTAND e.V. am 19.12.18

<sup>2</sup>: Quelle EUCAST.org Clinical Breakpoints v.9.0 am 19.12.18