

Planungshilfe von AUROSAN: Planen Sie rechtzeitig Ihre Teilnahme an den externen Ringversuchen BAK 411 für das Jahr 2018, um die Abrechnung des mikrobiologischen Labors nicht zu gefährden.

Teilnehmen muß jedes mikrobiologische Praxislabor 2x im Jahr. Ein bestandener Ringversuch ist für 1 Jahr gültig. Für weitere Fragen und Anleitungen zur Durchführung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ringversuch BAK411 (3 Keime und Gram-Färbung): Termine 2018

	Februar	April	Juli	November
Meldefrist	01.12.17	16.02.18	18.05.18	28.09.18
Probenversand	24.01.18	11.04.18	11.07.18	21.11.18
Einsendeschluß	02.02.18	20.04.18	20.07.18	30.11.18

Getestet werden müssen 10 der 12 folgenden Antibiotika¹ (EUCAST Standard für die Blättchenbeladung für den Agar-Diffusionstest in Klammern²).

Ampicillin	Ampicillin/Sulbactam (10/10 µg)	Cefpodoxim (10 µg)
Ceftazidim (10 µg)	Ciprofloxacin (5 µg)	Fosfomycin (200 µg)
Gentamicin (10 µg)	Meropenem (10µg)	Nitrofurantoin (100 µg)
Oxacillin (1 µg)	Penicillin (1 IU)	Cotrimoxazol (23,75/1,25 µg)

Ringversuche werden von verschiedenen bei der BÄK akkreditierten Laboren angeboten. Die aufgeführten Termine beziehen sich auf die Veröffentlichung eines Anbieters.

Bei AUROSAN können Sie alle benötigten Utensilien für das mikrobiologische Labor, die Erregeranzucht, -differenzierung und -sensibilitätstestung erwerben. Für die Ringversuche (und die tgl. Praxis) gibt es 6er Antibiotika-Ringe und besondere Ableseschablonen (MD1505 – auch zum Selbstaussdruck online verfügbar). Außerdem bieten wir regelmäßig (u.a.) Fortbildungen zu internen und externen Qualitätskontrollen gemäß den RiliBÄK an und helfen bei der Vorbereitung auf AUDITS. Auf unserer Webseite www.aurosan.de finden Sie zudem zahlreiches kostenloses Material zum Selbststudium wie Anwendungsfilme, Dokumentationshilfen usw.

Unsere besten Wünsche für die Feiertage und zum Jahreswechsel. Auf ein erfolgreiches Jahr 2018 !
Ihr Team von AUROSAN.

Kontakt AUROSAN:

Aurosan GmbH – Frankenstr. 231, 45134 Essen

Tel 0201-21961701 | Fax 0201-21961731 | E-Mail service@aurosan.de

Nachweis.

¹: Quelle INSTAND e.V. am 18.12.17

²: Quelle EUCAST.org Clinical Breakpoints) am 18.12.17