

Liebe Kinderärztinnen und -ärzte, liebes Praxisteam,

mit dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) vom 18.06.2026 soll das Früherkennungsangebots / die Hörtestung bei Neugeborenen weiter verbessert werden:

Es kann weiterhin mittels **OAEs (Messung otoakustischer Emissionen)** oder **ABR / BERA (Hirnstammaudiometrie)** gemessen werden.

Neu sind folgende Regelungen:

- (1) Es sollen bei der Erstuntersuchung maximal 3 Testversuche pro Ohr erfolgen.
- (2) Bei einer auffälligen Untersuchung (auch nur einer Seite) ist diese frühestens 5 Stunden nach der Erstuntersuchung und spätestens bei der U2 zu wiederholen, und zwar mit derselben Methode der Erstuntersuchung, also nicht mehr zwingend mit einer ABR / BERA.

Insofern empfiehlt es sich nun für die Praxen, eine solide, zuverlässige Gerätebasis für die OAE-Messungen vorzuhalten, da diese Geräte nun besser ausgelastet werden können und den Ergebnissen auch mehr Bedeutung als in der Vergangenheit zukommt. OAE-Screener und separat Hirnstammaudiometer vorzuhalten, macht damit weniger Sinn.

Entsprechend dürfen wir Ihnen aus unserem Portfolio das **TEOAE-Gerät Otoport Lite** mit oder ohne ABR vorstellen bzw. anbieten für den Fall, dass hier Ihrerseits entsprechender Investitionsbedarf besteht. Das Gerät können wir Ihnen auch **vorführen** oder Sie kommen in eine unserer **Niederlassungen** und können dann zeitgleich auch andere Geräteklassen testen, z.B. Audiometer, Tympanometer, POC-Laborgeräte, Ultraschallgeräte etc.

Jetzt zum TEOAE Otoport Lite:

Der Otoport Lite V2 TEOAE-Screener mit Docking-Station bietet eine USB-C-Schnittstelle und eine neue, universell einsetzbare Sonde für alle Altersgruppen mit zwei verschiedenen Sondenspitzen. Mit dem Stöpselsortiment kann die Sonde an alle Gehörgänge angepasst werden. Die Messung dauert ca. 6 bis 10 Sekunden. Patientendaten können direkt erfasst werden. Die interne Datenbank speichert bis zu 500 Messungen, die mit der Otolink-Software verwaltet werden können.



Artikel	Bestellnr.	Sonderpreis*
Otoport Lite Color TEOAE V2 USB-C - Netzteil, Sonde, Stöpsel-Set, Software	237010700	€ 3.366,00
Option Mini-Drucker für Otoport V2 Bluetooth	237011200	€ 450,00
<i>zusätzlich für ABR</i>		
Upgrade Otoport V2 TEOAE+ABR ein Kanal Otoport Lite Color nicht dabei	237011000	€ 4.130,00
Einmalelektroden mit Druckknopf, 3x2,2cm 20x3 Stk, mit Hydrogel für EEG, AEP, ABR	726000100	€ 56,00

Angebot freibleibend bis einschließlich 30.10.2026 oder solange der Vorrat reicht. Es gelten unsere AGB (inkl. Datenschutz), einsehbar unter www.aurosan.de * jeweils zzgl. gesetzlicher MwSt., Versand, Versicherung, Einweisung, Einbindung EDV

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt per E-Mail an service@aurosan.de oder per Telefon unter **0201 21961701**.

Ihr Team von AUROSAN



Kontakt