



## Sonderaktion: KERN Mikroskop OBN 158 mit Kamera

### Kundenbetreuung

Tel.: 0201 21961-701  
Fax: 02573 69795-9917  
service@aurosan.de

Liebe Kunden, liebe Doktores,  
liebe Praxisteams,

Essen, im September 2024

Für präzise mikroskopische Auswertungen - sei es beim Urinsediment, der Blutanalyse, für das Spermogramm oder die Bewertungen von Ausstrichmaterial oder zytologischen Färbungen - ist ein gutes Mikroskop im ärztlichen Labor unerlässlich.

Mikroskope sind i.d.R. langfristige Investitionen, daher wollen wir Ihnen mit einem **Rabatt von über 750€ brutto** auf das **Phasenkontrastmikroskop OBN 158 mit 5,1 MP Farbkamera** gerne entgegenkommen. Im Rahmen unseres 10-jährigen Firmenjubiläums bieten wir folgendes Aktionsangebot **bis zum 30.09.2024** an:

### Phasenkontrastmikroskop OBN 158 von KERN mit 5,1 MP Farbkamera

**für 3.500€\* brutto** statt 4.254,25€\*

Gültig bis zum 30.09.2024 (Auftragseingang, Stichwort: 10 Jahre AUROSAN),  
\*inkl. MwSt., zzgl. Transport- und Versicherungskosten  
Es gelten unsere AGB (inkl. Datenschutz), einsehbar unter [www.aurosan.de](http://www.aurosan.de)



Das KERN Mikroskop OBN 158 ist mit professioneller Köhler-Beleuchtung mit einstellbarer Leuchtfeldblende und 1,25-Abbe-Kondensator mit regulierbarer Aperturblende ausgestattet. Neben triokularem Tubus wird das OBN 158 mit einem 5-fach Objektivrevolver mit 4x, PH 10x, PH 20x, PH 40x und PH 100x Objektiven geliefert. Dank der Aufrüstung mit einer 5,1 MP Farb-Mikroskopkamera ODC 825 können auch bei anspruchsvollen Applikationen die Bilder schnell und klar dokumentiert werden. Mittels USB-Kabel werden die Bilder an Ihren Laptop oder PC übermittelt und können durch die im Lieferumfang enthaltene KERN Software Microscope VIS Basic KERN OXM 901 weiterbearbeitet und an einem Wunschort archiviert werden.

Gerne beraten wir Sie ausführlich – bitte kontaktieren Sie uns mit Ihrem Anliegen direkt. Selbstverständlich sind wir auch bei Fragen zu anderen Mikroskopen Ihr Ansprechpartner für eine kompetente Beratung.

**Alle Sonderaktionen** zu 10 Jahren AUROSAN finden Sie unter [aurosan.de/10jahre](http://aurosan.de/10jahre) zusammengefasst. Schauen Sie regelmäßig vorbei, denn das ganze Jahr über warten neue Überraschungen auf Sie.



[www.aurosan.de/10jahre](http://www.aurosan.de/10jahre)

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Herzliche Grüße,  
Ihr Team von AUROSAN