

Liebes Praxis-Team,
wir wollen Ihnen unsere **Antibiotika-Testringe 2019** vorstellen!

- An **EUCAST/NAK v9.0 2019** angepasst
- Neue Aufteilung: 3 Ringe für **Gramnegative** (Ring 1-3), einer für **Grampositive** (Ring 4)
- **EBM** geforderte **Leitsubstanzen** in Ring 3 und 4 enthalten
→ Ring 3 ermöglicht die **Identifizierung von 3- und 4-MRGN!**
- Im **Ringversuch** von Instand e.V. geforderte Antibiotika wurden ausreichend berücksichtigt – keine zusätzlichen Tests erforderlich (in folgender Tabelle mit * markiert)
- Aktualisierte **Schablonen** als Ablesehilfe zur Bestellung (MD1505) verfügbar oder als Download auf **www.aurosan.de**

neue ANTIBIOTIKA-Ringe 2019
Aktuell: EUCAST/NAK v9.0 2019
Ring 1+2 sind lieferfähig!
Ring 3+4 sind in Produktion
Schablonen aktualisiert und verfügbar

Ring 1	Ring 2	Ring 3	Ring 4
Basis Ring Gram neg. 1 MD1501	HWI-S3-Leitlinie MD2417	EBM Gram neg. 2 MD1502	Staph – Ent – Strep MD1503
*Ampicillin-Sulbactam 10/10 µg (SAM)	Cefuroxim 30 µg (CUR)	*Ceftazidim 10 µg (CTZ)	Cefoxitin 30 µg (CXI)
*Ceftazidim 10 µg (CTZ)	Norfloxacin 10 µg (NOR)	*Ciprofloxacin 5 µg (CIP)	Vancomycin 5 µg (VAN)
*Meropenem 10 µg (MER)	*Fosfomycin 200 µg (FOS)	Piperacillin 30 µg (PIP)	Levofloxacin 5 µg (LEV)
*Ciprofloxacin 5 µg (CIP)	*Nitrofurantoin 100 µg (NIT)	*Meropenem 10 µg (MER)	*Ampicillin 2 µg (AMP)
Levofloxacin 5 µg (LEV)	Nitroxolin 30 µg (NIX)	*Trimethoprim/Sulfamethoxazol 1.25/23.75 µg (TRS)	*Nitrofurantoin 100 µg (NIT)
*Gentamicin 10 µg (GEN)	Trimethoprim 5 µg (TRI)	Levofloxacin 5 µg (LEV)	*Trimethoprim/Sulfamethoxazol 1.25/23.75 µg (TRS)

Ring 1 und 2 sind verfügbar und für die Testung des Großteils der für die Uro-Praxis relevanten gramnegativen Erreger optimal einsetzbar. Für Ring 3 und 4 haben wir die neuen Vorgaben des EBM (vom 01.07.18) mit einbezogen und ermöglichen Ihnen dadurch bei der Testung eine Einteilung der **multiresistenten gramnegativen Erreger (MRGN)** in 3MRGN oder 4MRGN und die Grundlage für die Durchführung des erweiterten Antibiogramms.

Bestellen Sie Ring 1 oder 2 und/oder lassen Sie sich jetzt schon für Ring 3 und 4 vormerken. Wir erwarten die erste Lieferung im April. Bitte nutzen Sie dazu diesen Vordruck: einfach **per FAX an 0201 21961-731** oder **per E-Mail an service@aurosan.de** schicken.

Bei Fragen zu den Ringen rufen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Interesse und wünschen Ihnen Alles Gute und viele genaue Antibiogramme!

Herzlichst, Ihr Team von AUROSAN

Bestellformular - bitte retour an AUROSAN.

Bestellnummer	Bitte gewünschte Anzahl eintragen	PRAXIS-Stempel & Unterschrift
Ring 1 MD1501 (50 Ringe)		
Ring 2 MD2417 (50 Ringe)		
Ring 3 MD1502 (50 Ringe)		
Ring 4 MD1503 (50 Ringe)		
Schablonen MD1505 (1 Satz)		
(Versand erfolgt arbeitstäglich. Es gelten unsere AGB, einsehbar unter www.aurosan.de)		

