



Corometrics 171, 172 und 174

Die etablierten Fetalmonitore der Corometrics 170er Serie unterstützen die zuverlässige Beurteilung der fetalen Herzfrequenz und der Wehentätigkeit während Schwangerschaft und Geburt. Die Geräte zeichnen sich durch eine einfache und komfortable Bedienung sowie schnelle, zuverlässige Messungen aus und lassen sich nahtlos in den klinischen Alltag integrieren. Eine Herzfrequenz-Koinzidenzerkennung hilft, identische Herzfrequenzsignale, bei Mehrlingsschwangerschaften sicher zu erkennen. Ergänzende Funktionen wie unabhängige Lautstärkeregelungen unterstützen zusätzlich eine flexible Nutzung im klinischen Umfeld.

	171	172	174
Kristall	Nautilus 9-Kristall Ultraschallaufnehmer		
FHR-Kanäle	1	2	2
Herzfrequenz-Zählbereich	50-210 bpm	50-210 bpm	30-240 bpm (im FEKG-Modus)
Betrieb	Netzbetrieb		
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> Fetale Herzfrequenz Wehentätigkeit Fetale Bewegung 	<ul style="list-style-type: none"> Fetale Herzfrequenz Wehentätigkeit Fetale Bewegung 	<ul style="list-style-type: none"> Fetale Herzfrequenz Wehentätigkeit Fetale Bewegung Fetales EKG Intrauteriner Druck (IUPC)
Datenübertragung	HP-Protokoll		
Abmessungen	HxBxT: 14,6 x 42,5 x 25,4 cm		
Gewicht	ca. 3,6 kg		

Artikel	Bestellnr.
Corometrics 171	344004150
Corometrics 172	344004112
Corometrics 174	344004120

Zubehör

Fetal Chart Paper 50-120 BPM Sc. / 40 Pck	344004200
Abdominaler Sensorgurt blau, Einweg, 10 Stk. Länge 2-3/8" x 45", Lochabstand 3/8"	344004240
Remote-Event Marker Corometrics	344004220
Nautilus Ultraschall-Aufnehmer Combo	344011010
Nautilus TOCO-Aufnehmer Combo, wassergeschützt (mit Knopf und Schlaufe)	344011020
Gerätewagen	344004260



Geräte, Zubehör und Verbrauchsmaterial unter www.aurosan-shop.de



ECotwin

Die ECotwin Fetalmonitore sind speziell für die Überwachung von Zwillingsschwangerschaften ausgelegt. Hochempfindliche 9-Kristall-Ultraschallsonden sorgen für stabile Signale und präzise Messwerte. Ein drehbares 7-Zoll-Display ermöglicht eine komfortable Ablesbarkeit aus verschiedenen Blickwinkeln und erleichtert die Bedienung im klinischen Alltag. Für eine flexible Nutzung verfügen die Geräte über Schnittstellen zur Datenübertragung sowie einen Akku, wodurch sie sich sowohl für den stationären als auch für den mobilen Einsatz in Praxis und Klinik eignen.

	ECotwin LED	ECotwin LCD
Kristall	9-Kristall Ultraschallaufnehmer	
FHR-Kanäle	2	
Herzfrequenz-Zählbereich	50-210 bpm	
Betrieb	Netz- oder Akkubetrieb	
Speicher	-	Interner Datenspeicher, 450h externe Speicherung USB
Funktionen	Fetale Herzfrequenz / Wehentätigkeit / Fetale Bewegung (dual)	
Schnittstellen	USB, LAN	
Bildschirm	7" Segment LED	7" LCD-Farbdisplay
Abmessungen	HxBxT: 28,8 x 23,6 x 9,6 cm	
Gewicht	ca. 7 kg	



Artikel	Bestellnr.
Zwillings Fetalmonitor ECotwin LED	473001600
Zwillings Fetalmonitor ECotwin LCD	473002700

Zubehör

Wasserfeste Ultraschall Sonde Ecotwin/ BT-350	473001650
Toko-Sonde ECotwin / BT-350	473005310
Gurtset 3 Stk., L: 138 cm x B: 38 mm	473005307
Tragetasche ECotwin / Smart Serie / Cardio Serie	473005306
Event Marker ECotwin	473005311
Akku ECotwin, wiederaufladbar	473005313
Druckerpapier ECotwin 50 - 210 bpm (25er)	473003200
Druckerpapier ECotwin 30 - 240 bpm (25er)	473003201



Geräte, Zubehör und
Verbrauchsmaterial unter
www.aurosan-shop.de





SMART 7

Der SMART 7 Fetal Monitor von medical ECONET ist ein kompakter Fetalmonitor zur zuverlässigen Überwachung der fetalen Herzfrequenz und der Wehentätigkeit während Schwangerschaft und Geburt. Dank 12-Kristall-Ultraschalltechnologie liefert das Gerät stabile Signale und präzise Messwerte und ermöglicht bei Bedarf auch Zwillingsmessungen. Ein 8-Zoll-Farbbildschirm sorgt für eine übersichtliche Darstellung der Messdaten und unterstützt eine einfache Bedienung im klinischen Alltag. Für eine flexible Nutzung verfügt der Monitor über integrierten Datenspeicher, Schnittstellen zur Datenübertragung sowie einen Akku, wodurch er sich sowohl für den stationären Einsatz in Praxis und Klinik als auch für mobile Anwendungen eignet.

Kristall	12-Kristall Ultraschallaufnehmer
FHR-Kanäle	2
Herzfrequenz-Zählbereich	50-240 bpm
Betrieb	Netz- oder Akkubetrieb
Speicher	500 Dateien oder 5000 Stunden
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Fetale Herzfrequenz • Wehentätigkeit • Fetale Bewegung (für FHR 1)
Schnittstellen	USB, LAN
Bildschirm	8" TFT-LCD-Farbbildschirm
Abmessungen	HxBxT: 30,1 x 23,1 x 8,4 cm
Gewicht	2,87 kg



Artikel	Bestellnr.
Zwillings Fetalmonitor SMART 7 LCD 8"	473005320
Zubehör	
Ultraschall-Sonde	473005340
Toko-Sonde	473005341
Event Marker	473005342
AST-Sonde	473005343
Sondenhalterung	473005344
Blutdruckmanschette Erwachsene klein	473004950
Geräteschuh, fahrbar, mit Schublade	473005308
Batterie 2200 mAh	473005352
Tragetasche	473005306
Gurtset 3 Stk., L: 138 cm x B: 38 mm	473005307



Geräte, Zubehör und Verbrauchsmaterial unter www.aurosan-shop.de



Fetalmonitore

medical ECONET
SMART 9

SMART 9

Der SMART 9 Fetal Monitor ist ein leistungsstarker Fetalmonitor zur Überwachung der fetalen Herzfrequenz, der Wehentätigkeit sowie zusätzlich maternaler Vitalparameter. Das Gerät ermöglicht die Überwachung von Drillingen und eignet sich damit für anspruchsvolle geburtshilfliche Anwendungen. Ein großer 13,3-Zoll-Farbdisplay sorgt für eine übersichtliche Darstellung der Messdaten und unterstützt eine komfortable Bedienung im klinischen Alltag. 12-Kristall-Ultraschallsonden liefern stabile Signale und präzise Messwerte. Für eine flexible Nutzung verfügt der SMART 9 über einen integrierten Datenspeicher, Schnittstellen zur Datenübertragung sowie einen Akku. Der SMART 9 eignet sich insbesondere für den stationären und mobilen Einsatz in Kliniken.

Kristall	12-Kristall Ultraschallaufnehmer
FHR-Kanäle	3
Herzfrequenz-Zählbereich	50-240 bpm
Betrieb	Akkubetrieb ca. 4 h
Speicher	500 Dateien oder 5000 Stunden
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> Fetale Herzfrequenz Wehentätigkeit Maternale Parameter: EKG, Herzfrequenz, Respiration, SpO2, NIBP, Temperatur
Schnittstellen	Ethernet, USB, HL7
Bildschirm	13,3" TFT-LCD-Farbdisplay
Abmessungen	HxBxT: 37,2 x 26,2 x 8,4 cm
Gewicht	ca. 5 kg



Geräte, Zubehör und Verbrauchsmaterial unter www.aurosan-shop.de



Artikel	Bestellnr.
Drillings-Fetalmonitor SMART 9 LCD 13,3"	473005330
Zubehör	
Ultraschall-Sonde	473005340
Toko-Sonde	473005341
Event Marker	473005342
AST-Sonde	473005343
Sondenhalterung	473005344
Temperatur Sonde	473005345
SpO2 Verlängerungskabel	473005346
EKG-Kabel 3-adrig Druckknopf	473005347

EKG-Kabel 3-adrig Klammer	473005348
EKG-Kabel 5-adrig Druckknopf	473005349
EKG-Kabel 5-adrig Klammer	473005350
Ersatzakku 4400 mAh	473005351
Blutdruckmanschette Erwachsene klein	473004950
Blutdruckmanschette Erwachsene 25,3-34,3 cm	473004900
Blutdruckmanschette Erwachsene XL 35,5-46 cm	473004850
Gerätetisch, fahrbar, mit Schublade	473005308
Gurtset 3 Stk., L: 138 cm x B: 38 mm	473005307