


# Innovative Hilfsmittel für die Inkontinenzversorgung - Ihre Patienten sind bei uns gut versorgt !



Mit unseren Beutelsystemen, komfortablen Fixierhilfen und praktischen Zubehörprodukten verhelfen wir Katheterträgern zu mehr Freiheit und Unabhängigkeit und unterstützen sie so bei einem würdevollen Leben trotz Einschränkung.

## Effektive & komfortable Fixierung von Kathetern und Schläuchen


Die hautfreundliche Silikontechnologie ermöglicht ein einfaches, atraumatisches Entfernen und Umpositionieren der Fixierhilfe.



**Ugo Fix™  
Katheter Silikon Clip**  
rotierender Clip für maximale Bewegungsfreiheit




**Ugo Fix™ Kathetergurt**  
zur Fixierung am Bauch oder Oberschenkel



**Multi Fix™  
Gentle Silikonpflaster**  
zur individuellen Positionierung auf der Haut

Online gut informiert! Unser Informationsportal mit hilfreichen Informationen und Anwendungsvideos: [www.aurosan-gesundes-leben.de](http://www.aurosan-gesundes-leben.de)! Klicken Sie sich rein & empfehlen Sie es Ihren Patienten!


## Fixierhilfen für Urinbeutel



**Ugo Fix™ Beinbeutel-Klethalteband**



**Ugo™ Beutelhalterung**  
für Stuhl oder Bettgestell



**Ugo Fix™ Befestigungsbänder**



zur Befestigung am Körper



zur externen Befestigung



**Ugo Fix™ Beinbeutel-Stulpe**



**Ugo™ Dignity Urinbeutel-Ständer**  
freistehende Platzierung auf dem Boden möglich



**Patientenrezepte** der meisten Krankenkassen (gesetzlich und privat) können direkt bei uns eingelöst werden.

Artikel	Größe / Länge	PZN	HMN	Bestellnr.	VE
Ugo Fix™ Gentle Katheter Silikon Clip	-	12558658	15.99.99.0001	MD4991	5 Stk.
Ugo Fix™ Kathetergurt	35 cm	14257027	15.99.99.0008	MD5061	1 Stk.
	45 cm	14257033		MD5062	
	80 cm	14257062		MD5063	
	130 cm	14257079		MD5064	
	180 cm	14257085		MD5065	
Ugo Fix™ Beinbeutel-Kleththalteband	anpassbar	14401501	15.99.99.0008	MD5493	3 Stk.
Ugo Fix™ Beinbeutel-Befestigungsband	45 & 75 cm	14401487	15.99.99.0008	MD5491	10 Paar
Ugo Fix™ Beinbeutel-Stulpe	S (24-39 cm)	12558598	15.99.99.0009	MD5495	4 Stk.
	M (36-55 cm)	12558606		MD5496	
	L (40-70 cm)	12558635		MD5497	
	XL (65-95 cm)	12558641		MD5498	
Ugo™ Hanger (Bett-)Beutelhalter	-	14401493	15.99.99.0010	MD5492	10 Stk.
Ugo™ Dignity Urinbeutel-Ständer	-	14257004	15.99.99.0009	MD4993	1 Stk.

## Beutelsysteme & Katheterventil

Die **Ugo™ Beinbeutel** sind in verschiedenen Größen, mit Schwenk- oder Eckhahn, erhältlich. Für die Verwendung in der häuslichen Pflege gibt es Ausführungen mit rückseitiger Textilbeschichtung (**Serie C**), für die Verwendung im stationären Bereich ohne Textilbeschichtung (**Serie H**). Für die **Dauerdrainage** stehen verschiedene Systeme (steril/unsteril, einmalige Ableitung oder kontinuierliche Drainage) mit einem Sammelvolumen von 2L zur Verfügung.

Alternativ zur Verwendung von Urinbeuteln empfehlen wir das **Ugo™ Einhand-Katheterventil** für mobile Patienten. Dank des abgestuften Verbindungsstücks passt es universell auf alle gängigen Kathetermaterialien.



Artikel	Größe	Schlauchlänge	Ablass	Sterilität	PZN	HMN	Bestellnr.	VE		
Ugo™ 1C Beinbeutel	500 ml	5 cm	Schwenkhahn	steril	13814336	15.25.05.3120	MD5421	10 Stk.		
Ugo™ 2C Beinbeutel		25 cm			13814365	15.25.05.3121	MD5422			
Ugo™ 3C Beinbeutel		5 cm	Eckhahn		13814371	15.25.05.3122	MD5423			
Ugo™ 4C Beinbeutel		25 cm			13814388	15.25.05.3123	MD5424			
Ugo™ 7C Beinbeutel	750 ml	5 cm	Schwenkhahn		13814419	15.25.05.3124	MD5427			
Ugo™ 8C Beinbeutel		25 cm			13814425	15.25.05.3125	MD5428			
Ugo™ 1H Beinbeutel	500 ml	5 cm	Schwenkhahn		13814431	15.25.05.3126	MD5431			
Ugo™ 2H Beinbeutel		25 cm			13814448	15.25.05.3127	MD5432			
Ugo™ 3H Beinbeutel		5 cm	Eckhahn		13814454	15.25.05.3128	MD5433			
Ugo™ 4H Beinbeutel		25 cm			13814460	15.25.05.3129	MD5434			
Ugo™ 9 Drainagebeutel	2 L	90 cm	ohne, einmalig		unsteril	13814477	15.25.06.0032		MD5451	10 Stk.
Ugo™ 10 Drainagebeutel			Eckhahn, einmalig			13814483	15.25.06.1060		MD5452	
Ugo™ 11 Drainagebeutel			Eckhahn, einmalig	13814508	15.25.06.3049	MD5453				
Ugo™ 12 Drainagebeutel			Schwenkhahn, kontinuierlich	13814514	beantragt	MD5454				
Ugo™ 13 Drainagebeutel			Eckhahn, kontinuierlich	13814520	beantragt	MD5455				
Ugo™ Einhand-Katheterventil	-	-	-	-	14257010	15.25.16.0034	MD5009	1 Stk.		

**Vertrieb in Deutschland:** AUROSAN GmbH, Frankenstr. 231, D-45134 Essen. Tel.: +49 201 21961-701, Fax: +49 2573 69795-9917, service@aurosan.de, www.aurosan.de

**Hersteller:** Optimum Medical, Tennant Hall, Blenheim Grove, LS2 9ET, Leeds, West Yorkshire, UK, Tel.: +44 8456 435 479, Fax: +44 1142 383 826