

AUROSAN - Inkontinenzportfolio

Unser Katheter-Programm

Typ	Lumen	Material	Farbe	Spitze	Ballon	Länge (cm)	Liegezeit (Tage)	Hinweis	CH / F	Artikelnummern	Marke	VE
TUK	2	Silikon	transparent	Nélaton	3 / 5ml	27	30	mit Mandrin	06 - 10	MD5401..MD5403	CARE FLOW TU	10
TUK	2	Silikon	transparent	Nélaton	10 / 30ml groß	40	30		12 - 26	MD5404..MD5411	CARE FLOW TU	10
TUK	2	Silikon	transparent	Nélaton	20 - 30ml	42	30		16 - 24	MD5505..MD5511	UROSID Fortune	10
TUK	2	Silikon	transparent	Nélaton	10ml	26	90	reduzierte Länge	12 - 20	MD54441..MD54445	Bactiguard	10
TUK	2	Silikon	transparent	Nélaton	3 / 5 / 10ml	31 / 40	90		06 - 26	MD54461..MD54471	Bactiguard	10
TUK	2	Silikon	blau	Nélaton	5 / 10ml	40	30	mit Spigot	12 - 24	MD05093..MD05099	BLUECATH	10
TUK	2	Silikon	transparent	Tiemann	5 / 20ml	40	30		12 - 14	MD05154..MD05155	CARE FLOW TU	10
TUK	2	Silikon	transparent	Tiemann	30ml groß	40	30		16 - 24	MD05156..MD05160	CARE FLOW TU	10
TUK	2	Silikon	transparent	Tiemann	10ml	41,5	90		12 - 20	MD54491..MD54495	Bactiguard	10
TUK	2	Silikonelastomer (mit Latex-Kern)	blau	Nélaton	5 - 10 / 5 - 15ml	40	30		12 - 30	MD4300..MD4309	SILASIL	10
TUK	2	Silikonelastomer (mit Latex-Kern)	blau	Nélaton	10 / 30ml	40	30		12 - 26	MD05161..MD05168	CARE FLOW TU	10
TUK	2	Silikonelastomer (mit Latex-Kern)	blau	Tiemann	5 - 10 / 5 - 15ml	40	30		12 - 24	MD4310..MD4316	SILASIL	10
TUK	2	Latex, silikonisiert	gelb	zylindrisch	5 - 10 / 5 - 15ml	40	7		12 - 26	MD5304..MD5311	Rüsch Gold	10
TUK	2	Latex, silikonisiert	gelb	zylindrisch	5 - 10 / 5 - 15ml	25	7	reduzierte Länge	12 - 22	MD5321..MD5326	Rüsch Gold	10
TUK	2	Latex, silikonisiert	gelb	Tiemann	5 - 10 / 5 - 15ml	40	7		12 - 20	MD5345..MD5349	Rüsch Gold	10
TUK	3	Silikon	transparent	Nélaton	30ml groß	40	30	mit Spigot	18 - 24	MD05169..MD05172	CARE FLOW SpülKath	10
TUK	3	Silikon	transparent	Nélaton	30ml groß	40	90		16 - 26	MD54451..MD54456	Bactiguard	10
TUK	3	Silikon	transparent	Flöte	40 / 50 / 60 / 70ml groß	40	30	mit Spigot	18 - 24	MD05173..MD05176	CARE FLOW SpülKath	10
TUK	3	Silikon	transparent	Mercier	40 / 50 / 60 / 70ml groß	40	30	mit Spigot	18 - 24	MD05181..MD05184	CARE FLOW SpülKath	10
TUK	3	Silikon	transparent	Couvelaire	40 / 50 / 60 / 70ml groß	40	30	mit Spigot	18 - 24	MD05177..MD05180	CARE FLOW SpülKath	10
TUK	3	Latex, silikonisiert	gelb	Nélaton	30 - 50ml groß	40	7	spiralverstärkt	18 - 24	MD5371..MD5374	Rüsch Gold	10
TUK	3	Latex, silikonisiert	gelb	Dufour	30 - 50ml groß	40	7	spiralverstärkt	18 - 24	MD5381..MD5384	Rüsch Gold	10
TUK	3	Latex, silikonisiert	gelb	Couvelaire	30 - 50ml groß	40	7	spiralverstärkt	18 - 24	MD5391..MD5394	Rüsch Gold	10
SPK	2	Silikon	transparent	zylindrisch	3 / 5 / 10ml	40	30		10 - 22	MD05185..MD05191	CARE FLOW UNIBAL	10
SPK	2	Silikon	transparent	zylindrisch	5 - 10ml	41	30	mit Spigot	12 - 22	MD05673..MD05678	CARE FLOW Supra	10
SPK	2	Silikon	transparent	zylindrisch	1,5 / 3 / 3-5 / 5-10ml	40	30	CH06-10 mit Mandrin	06 - 26	MD51081..MD51091	UROSID SPK	10
SPK	2	Silikon	blau	zylindrisch	5 / 10ml	40	30	mit Spigot	12 - 24	MD05685..MD05691	BLUECATH supra	10
SPK	2	Silikon	blau	zylindrisch	5 / 10ml	33	30	mit Spigot, red. Länge	14 - 22	MD05680..MD05684	BLUECATH supra	10
NST	2	Silikon	transparent	zylindrisch	1,5 / 2 / 3 / 5ml	40	30	Nierenbeckendrainage	10 - 18	MD05699..MD05703	Nephrostomie-Katheter	10
IS	1	medizinisches PVC	transparent	zylindrisch	-	17	-	Inseminationskatheter	06	MD-IUI	Inseminationskatheter (Marflow)	1

Alle Silikonkatheter sind phthalat- und latexfrei. SILASIL® und Rüsch® Gold Katheter enthalten Latex.
Mit Kenntnis Ihres Bedarfs erstellen wir Ihnen ein individuelles Bestellformular mit PZN und Bestellnummern.

TUK: transurethraler Katheter. SPK: suprapubischer Katheter
IS: Inseminationskatheter; NST: Nephrostomie-Katheter