



Audiometer

Pilotenhörtest
MA33 PC Audiometer

Mit Hilfe audiometrischer Geräte können verschiedene Parameter und Einflussgrößen zur Diagnose der Leistungsfähigkeit des Ohrs herangezogen werden. Wir bieten eine große Auswahl von Audiometern mit Sprachscreening und Tonaudiometrie an, auch mit spielerischer Reintonaudiometrie.

Ebenfalls sind wir eingetragener Wartungsdienst zur Durchführung messtechnischer Kontrollen an Audiometern. Eine regelmäßige MTK ist gemäß MPBetreibV Anlage 2 einmal jährlich durchzuführen.

Pilotenhörtest

Durch das spielerische Abfragen ist der Pilotenhörtest bereits für Kinder ab ca. 3 Jahren geeignet. Neben dem Hörtest wird zugleich das Sprachverständnis geprüft. Insbesondere bei Kindern im Vorschulalter können auf diese Weise schwerwiegende Hörprobleme frühzeitig erkannt werden. Für ältere Kinder steht die Tonaudiometrie mit bis zu 11 Frequenzen zur Auswahl.

Das grafische LCD-Farbdisplay zeigt das Bild des getesteten Wortes. Um Ablenkungen zu vermeiden, dämpfen die leichten Luftleitungskopfhörer DD65 V2 mit Schallschutzkappen die Umgebungsgläusche besonders gut. 14 Sprachen sind bereits standardmäßig im Gerät verfügbar, optionale Erweiterung um 3 Sprachen möglich.



Artikel	Bestellnr.
Pilotenhörtest	
Ton- u. Sprachscreening	161023900
Zubehör	
Auswerteblock Piloten-Hörtest	
Bunte Bilder, 5 Stk.	161002600
Piloten Bildkärtchen , 12 Stk.	161020300
Stickerrolle Pilotenschein , 500 Stk.	161020200
Thermodrucker Piloten-Hörtest	161005500
Patientenantworttaste	161002200
Mithörer für Pilotenhörtest	246000200



MA33 PC Audiometer

MA33 PC Audiometer, LL-Hörer, Pilotenhörtest optional

Das kompakte und handliche PC-Screening Audiometer ist sehr gut für Haus- und Kinderärzte sowie Gesundheitsämter geeignet. Es wird über eine USB-Schnittstelle mit einem PC oder Notebook verbunden und lässt sich nahtlos in gängige Praxis-EDV-Systeme integrieren.

Das MA33 ermöglicht die Durchführung von tonaudiometrischen Untersuchungen sowie schnellen Siebtests bei Erwachsenen und Kindern. Es erfüllt ebenfalls sämtliche Anforderungen der EBM-Ziffern 03335 und 04335. Bei der automatischen Audiometrie mit 11 Frequenzen führt das Gerät den Hörtest eigenständig durch, sodass Ihre Anwesenheit nicht erforderlich ist. Für die Durchführung ist kein Verbrauchsmaterial notwendig.

Das zusätzliche Piloten-Hörtestmodul hat bereits 35 Sprachen integriert und lizenziert.

MA33KL PC Audiometer, KL-Hörer

Diese Gerätevariante ist zusätzlich mit einem Kopfhörer mit Knochenleitung ausgestattet.



Artikel	Bestellnr.
MA33 PC Audiometer	
inkl. LL-Hörer, Patientenantworttaste, Software	161010400
MA33 PC Audiometer	
inkl. Piloten-Hörtest, LL-Hörer, Patientenantworttaste, Software	161010401
MA33KL PC Audiometer	
inkl. KL-Hörer, Patientenantworttaste, Software	161010500
Zubehör	
Piloten Bildkärtchen , 12 Stk.	161020300
Stickerrolle Pilotenschein , 500 Stk.	161020200
Patientenantworttaste	161002200
Mithörer für Pilotenhörtest	246000200



Audiometer

MA25 Screening-Audiometer
MA28 Screening-Audiometer
R17A Ton- u. Sprachaudiometer

MA25 Screening-Audiometer

MA25 Luftleitung

Dieses kleine, handliche Audiometer ist für schnelle Siebtests zur Überprüfung des Hörvermögens geeignet.

Das MA25 bietet vier verschiedene Testsignale:

Dauerton, Pulston, Wobbelton und pulsierenden Wobbelton. Es stehen 11 Testfrequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz mit Pegeln von -10 dBHV bis 95 dBHV zur Verfügung. Diese sind einfach durch zwei große Drehknöpfe einstellbar. Durch den Batteriebetrieb kann das Gerät unabhängig vom Stromnetz bedient werden. Schallschutzkopfhörer DD65 V2 sind im Lieferumfang enthalten. Abrechenbar für Haus- und Kinderarzt nach EBM.

MA25e Luftleitung & GDT

Durch die zusätzliche MAICO Sessions PC-Software kann mit der optional erhältlichen OtoAccess®-Patientendatenbank eine einfache und schnelle Datenverwaltung stattfinden. Zusätzlich erhalten Sie eine Patientenantworttaste und ein Netzteil dazu.



Artikel	Bestellnr.
MA25 Screening-Audiometer LL	161011600
MA25e Screening-Audiometer LL, GDT	161018900
Zubehör	
Auswerteblock MA25	199220000
Netzteil MA25	161004801

MA28 Screening-Audiometer

MA28 Luftleitung & GDT

Mit diesem Audiometer stehen 11 Testfrequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz mit Pegeln von -10 dBHL bis 110 dBHL zur Verfügung. Mithilfe des großen LED Farbdisplays und den Drehknöpfen können diese schnell und einfach ausgewählt werden.

Das MA28 eignet sich ideal als Audiometer für die Arbeitsmedizin sowie für Gesundheitsämter und Kinderärzte. Das Gerät ist kompakt, leicht, hat einen Griff und ein integriertes Fach für Zubehör. Es erfüllt die Anforderungen der Kinderrichtlinie, EBM-Ziffer für Hausärzte (03335) und Kinderärzte (04335) sowie für die arbeitsmedizinische Untersuchung nach G26/G20. Außerdem ist das Gerät kompatibel mit der PC-Software MAICO Sessions.

MA28 Luftleitung, Knochenleitung & GDT

Durch die zusätzliche Knochenleitung bietet das Gerät ein akkurates Testergebnis mit Vertäubungsrauschen.



R17A Ton- und Sprachaudiometer

R17A Luftleitung & GDT

Das R17A eignet sich vor allem für die schnelle Siebtestung vor Ort. Es besitzt einen einfach zu bedienenden 7" TFT Touch Screen. Patientendaten können mit dem Datenmanagementsystem per Bluetooth in dem Gerät aufgenommen, Testergebnisse erfasst und zurück an die Praxis-EDV gesendet und gespeichert werden.

Die Testsignale Reinton, Wobbel, Pulston und Schmalband sind möglich. Es stehen Testfrequenzen von LL 125Hz bis 12,5kHz mit Pegeln von -10 bis 110dBHL zur Verfügung. Zur Ermittlung der Schwelle der Sprachverständlichkeit ist ein Sprachtest integriert. Zusätzlich dabei ist ein Lufthörer DD45 und eine Patientenantworttaste.

R17A Luftleitung, Knochenleitung & GDT

Durch die zusätzliche Knochenleitungstestung werden Frequenzen von 250Hz bis 6000Hz im Bereich -10 bis 70 dB HL getestet.



Artikel	Bestellnr.
R17A Ton- u. Sprachaudiometer LL, GDT	797000500
R17A Ton- u. Sprachaudiometer LL, KL, GDT	797000800
Zubehör	
Lizenz Spielaudiometrie	797000600
Lizenz Autom. Schwellenbestimmung	797000400
Upgrade v. DD45 auf DD65 V2 Hörer	797000700
Schallschutzkappen f. DD45 Hörer	797000300
Basisstation	797001200



Weiteres Zubehör und Ersatzteile finden Sie online



Artikel	Bestellnr.
MA28 Screening-Audiometer LL, GDT	161011500
MA28 Screening-Audiometer LL, KL, GDT	161026000