



# Sauerstoffkonzentratoren

Kröber O2 2.0  
Kröber O2 4.0

Sauerstoffkonzentratoren reichern die Umgebungsluft relativ mit Sauerstoff an, indem sie Stickstoff (N) binden / herausfiltern. O2-Konzentratoren finden in der Medizin Anwendung zur Versorgung von Patienten, die auf eine Sauerstoff (O2)-reiche Atemluft angewiesen sind.

Die hier vorgestellten Sauerstoffkonzentratoren sind anerkannte Hilfsmittel und können Patienten verschrieben werden. Wir führen die O2-Sauerstoffkonzentratoren von Kröber, die in Deutschland hergestellt werden und zum Goldstandard ihrer Geräteklasse gehören.

Sie sind solide und performant, verfügen über einen hohen Sicherheitsstandard und eignen sich zur Patientenversorgung in stationären Pflege- genauso wie in ambulanten HomeCare Settings. Die Geräte stehen auf Rollen und sind so einfach zu bewegen. Die leicht zugänglichen Filter sind einfach zu tauschen und bieten eine hohe Servicefreundlichkeit. Die Flussmenge lässt sich anwenderfreundlich über die Flussmengen-Regler anpassen, mit dem auch die Alarmer eingestellt werden können. Die Sauerstoffkonzentratoren verfügen über einen innovativen Sensor und alarmieren über fehlerhafte Funktionen von Flussrate, Sauerstoffgehalt, Überhitzung oder über sonstige Gerätefehlfunktionen.

Kröber produziert **zwei Gerätevarianten**, die sich in folgenden Parametern unterscheiden:

|                              | O2 2.0 – besonders stark         | O2 4.0 – besonders leise und effizient |
|------------------------------|----------------------------------|--|
| AUROSAN Bestellnr.           | 41 3000200                       | 41 3000201                             |
| Flussrate                    | bis zu 6l/min.                   | bis zu 5l/min                          |
| Gewicht                      | 19,8kg                           | 16,0kg                                 |
| Lautstärke                   | 35 dB(A)                         | 31 dB(A)                               |
| Leistung                     | 350 W                            | 280 W                                  |
| Flussmengeneinstellung       | 0 bis 2 l/min in 0,1er Schritten | 0 bis 2 l/min in 0,1er Schritten       |
|                              | 2 bis 4 l/min in 0,2er Schritten | 2 bis 4 l/min in 0,2er Schritten       |
|                              | 4 bis 6 l/min in 0,5er Schritten | 4 bis 6 l/min in 0,5er Schritten       |
| Erreichbare O2-Konzentration | 1 bis 4 l/min 95% -3%            | 0,2 bis 4 l/min 93% +/-3%              |
|                              | 4 bis 5 l/min 85% +/-3%          | 4 bis 5 l/min 90% +/-3%                |
|                              | 5 bis 6 l/min 75% +/-3%          | -                                      |

Sauerstoffkonzentratoren unterliegen der regelmäßigen DGUVV3 und MTK-Wartungspflicht. Auch das bieten wir neben Beratung und Einweisung gerne an - vor Ort oder in einer unserer AUROSAN Werkstätten.



Bestellformular Verbrauchsmaterial auf der Rückseite.

## Bestellformular Verbrauchsmaterialien Sauerstoffkonzentratoren

**Kundenbetreuung**

Passend zu Kröber O2 2.0 und O2 4.0


 Tel.: 0201 21961-701  
 Fax: 02573 69795-9917  
 service@aurosan.de  
 www.aurosan-shop.de

**QR Code scannen und bequem im Webshop bestellen**

| Artikel   | Bestellnummer | VE     | Menge |
|---|---------------|--------|-------|
| <b>Befüllbares Befeuchter-Gefäß</b>                       | 413000206     | 1 Stk. |       |
| <b>Nasenbrille</b> 2 m Schlauch                           | 413000207     | 1 Stk. |       |
| <b>Nasenbrille</b> 5 m Schlauch                           | 413000208     | 1 Stk. |       |
| <b>Grobstaubfilter</b>                                    | 413000209     | 5 Stk. |       |
| <b>GeräteeingangsfILTER</b>                               | 413000210     | 1 Stk. |       |
| <b>Bakterienfilter / GeräteausgangsfILTER</b>             | 413000211     | 1 Stk. |       |
| <b>Rückschlagventil / Schlauchverbinder</b> 6/6 mm        | 413000294     | 1 Stk. |       |
| <b>Sauerstoffsicherheitsschlauch</b> 2 m                  | 413000301     | 1 Stk. |       |
| <b>Sauerstoffsicherheitsschlauch</b> 4 m                  | 413000302     | 1 Stk. |       |
| <b>Sauerstoffsicherheitsschlauch</b> 7,5 m                | 413000303     | 1 Stk. |       |
| <b>Sauerstoffsicherheitsschlauch</b> 10 m                 | 413000304     | 1 Stk. |       |
| <b>Sauerstoffsicherheitsschlauch</b> 15 m                 | 413000305     | 1 Stk. |       |
| <b>Atemmaske für hohe O2-Konzentration</b>                | 413000311     | 1 Stk. |       |
| <b>Sauerstoffmaske für Erwachsene</b><br>mit O2-Schlauch  | 413000312     | 1 Stk. |       |
| <b>Sauerstoffmaske für Erwachsene</b><br>ohne O2-Schlauch | 413000313     | 1 Stk. |       |

Aktuelle Preise sowie Informationen zu Versandkosten finden Sie in unserem Webshop unter [www.aurosan-shop.de](http://www.aurosan-shop.de) oder können Sie bei unserer Kundenbetreuung anfragen. Es gelten unsere AGB (inkl. Datenschutz), einsehbar unter [www.aurosan.de](http://www.aurosan.de)

Wir führen auch Zubehörartikel für zahlreiche weitere Geräte – fragen Sie uns an!

Ich benötige Verbrauchsmaterial für folgende(s) Gerät(e): \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Bitte per Fax an **02573 69795-9917**

oder per E-Mail an **service@aurosan.de**

Datum, Stempel, Unterschrift