



Ophthalmoskope

Ophthalmoskope

Die Untersuchung des Augenhintergrunds ist Teil der regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen ab dem 1./2. Lebens- tag. Ophthalmoskope sind daher ideal zur Durchführung des Brücknertests und Untersuchungen des Augenhinter- grundes (Funduskopie).

Wenn Sie die Geräte ausprobieren möchten, haben Sie dazu in einem unserer Praxis-Workshops Gelegenheit, wie auch das Üben von Amblyopiescreening und Brücknertest.

Taschen-Ophthalmoskope

HEINE mini 3000 LED-Ophthalmoskop

Das HEINE mini 3000 LED Ophthalmoskop 2,5 V ist ein kompaktes Taschen-Ophthalmoskop mit hochwertiger Optik, ideal für Visiten und den mobilen Einsatz. Die wartungsfreie LED-Beleuchtung bietet eine konstant helle Ausleuchtung bei hervorragender Farbwiedergabe und ermöglicht eine Betriebszeit von bis zu 10 Stunden. Der Refraktionsausgleich reicht von -20 bis +20 dpt. Zur Ausstattung gehören fünf Blenden: Fixationsstern, großer und mittlerer Kreis, Halbkreis sowie Rotfrei-Filter. Ein Halteclip mit integriertem Ein- und Ausschalter erleichtert die Handhabung. Der zweiteilige Aufbau aus Griff und Kopfstück ist zudem besonders servicefreundlich.



Artikel	Bestellnr.
HEINE mini 3000 LED Ophthalmoskop mit Batteriegriff	136005400
HEINE mini 3000 LED Ophthalmoskop mit Ladegriff	136004620
Zubehör	
HEINE Ladegriff für mini 3000	136006500
HEINE mini NT Ladegerät für mini 3000	136006401
HEINE Ladebatterie NiMH 2,5 V - mini 2Z, 730 mAh für mini3000	136005300
HEINE mini NT Ladegerät, 2x Akku, 2x Bodeneinheit für mini 3000	136006400



Weitere Geräte, Ersatzteile, Zubehör und Verbrauchsmaterial finden Sie unter www.aurosan-shop.de

HEINE BETA® 200 Ophthalmoskop

Das besondere staubdichte Design schützt die Präzisionsoptik und ermöglicht einen wartungsfreien Gebrauch. Die optischen Komponenten sind flächenbündig in einen Rahmen aus Aluminiumguss integriert, wodurch eine Dezentrierung verhindert und das Instrument resistent gegenüber leichten Stößen wird.

Das asphärische optische System (AOS) ermöglicht einen klaren, scharfen Blick auf den Augenhintergrund in einer Ebene. 74 Ein-Dioptrie-Schritte auf dem Linsenrad vermeiden dabei extreme Dioptriesprünge (-36dpt. bis +38dpt.). Stufenlose Helligkeitsregelung zwischen 100% und 3% mit Einfinger-Bedienung. Dank des versenkten, mehrfach vergüteten Sichtfensters gibt es kein Streulicht und somit eine sichere Diagnosegrundlage.

Sowohl für weite als auch für nicht geweitete Pupillen einsetzbar. Die ergonomische Form passt sich bequem an die Orbita an und schirmt das Umgebungslicht ab. Verschiedene Ausführungen (mit/ohne Griff; XHL Xenon-Halogenlampe oder LED) und Zubehörartikel ver- fügbar.



Artikel	Bestellnr.
BETA 200 LED Ophthalmoskop ohne Batteriegriff	136005000
BETA 200 S LED Ophthalmoskop ohne Griff und Zubehör	136004900
BETA 200 S LED Ophthalmoskop SET NT4 Ladegriff, Tischladegerät, Hartschalenetui	136005200



Otосkope

Otосkope

Für die komfortable Inspektion von Trommelfell und äußerem Gehörgang gibt es eine Vielzahl von Otосkopen. Diese unterscheiden sich in verschiedenen Kriterien wie Größe, Gewicht, Vergrößerung, Material, Art der Beleuchtung, Stromversorgung, Zusatzfunktionen uvm. Gerne beraten wir Sie und helfen Ihnen, das passende Gerät für Sie zu finden.

Taschen-Otосkope

HEINE mini 3000 Otосkop

Das moderne Otосkop mit LED-Beleuchtung ist doppelt so hell wie XHL Xenon Halogen Instrumente und dank LED-Technologie wartungsfrei. Das LED-Wärmemanagement gewährleistet eine konstante, gleichmäßige Ausleuchtung mit hervorragender Farbwiedergabe (Farbtemperatur = 4000K, Farbwiedergabeindex > 95, Wiedergabe von Rottönen > 90). Ein integrierter Performance-Indicator sorgt direkt beim Einschalten für maximale Lichtintensität und passt die Helligkeit anschließend an den Ladestand an. Die Fade-out Funktion signalisiert rechtzeitig einen Batteriewechsel. Betriebszeit: bis zu 10 Stunden.



Artikel	Bestellnr.
HEINE mini 3000 2,5V Fiber Optik-Otосkop (Ladegriff, 4x Dauertip, 5x AllSpec 2,5 u. 4mm)	136004301
HEINE mini 3000 2,5V Fiber Optik-Otосkop (Batteriegriff, 4x Dauertip, 5x AllSpec 2,5 u. 4mm)	136004300
HEINE mini 3000 2,5V Fiber Optik-Otосkop (Batteriegriff, 4x Dauertip, 5x AllSpec 2,5 u. 4mm, Hartschalenetui)	136004400

HEINE BETA®200 Otосkop

Das HEINE BETA®200 hat eine solide mattverchromte Ganzmetallkonstruktion mit distaler Fiber Optik Beleuchtung. Das Otосkop ist robust, langlebig und leicht zu reinigen. Durch die schwarze Innenfarbe des Kopfstücks entsteht eine helle, reflexfreie Ausleuchtung von Tympanum und Gehörgang. Das großflächige, kratz feste Sichtfenster mit 3-facher Vergrößerung ist aus vergütetem optischen Glas hergestellt. Dadurch wird die Sicht nicht behindert und das Bild ist bis in die Randzonen verzerrungsfrei. Zusätzlich ist ein Gebläse-Anschluss vorhanden, um einen pneumatischen Trommelfelltest durchführen zu können.



Artikel	Bestellnr.
HEINE BETA 200 F.O. Otосkop LED Set mit BETA4 USB Ladegriff, USB Kabel,Stecker-netzteil	136004701
HEINE BETA 200 Fiber Optik Otосkop-Set mit Batteriegriff und Zubehör	136004700
HEINE BETA 200 F.O. LED Otосkop-Kopf	136006600

HEINE BETA 400 LED Otосkop

Das BETA 400 LED Otосkop kombiniert hochwertige Präzisionsoptik mit außergewöhnlicher Langlebigkeit. Die 4,2-fache Vergrößerung, hohe Tiefenschärfe und randscharfe Abbildung ermöglichen eine detailreiche, räumliche Darstellung. Die leistungsstarke LEDHQ-Beleuchtung sorgt für eine helle, gleichmäßige und schattenfreie Ausleuchtung bei naturgetreuer Farbwiedergabe. Dank stufenloser Dimmung, aufklappbarem optischen System und robustem Metallgehäuse bietet das Otосkop hohen Bedienkomfort und zuverlässige Qualität im Praxisalltag.



Artikel	Bestellnr.
BETA 400 LED Fiber Optik F.O. Otосkop Ladegriff + Netzteil, 4x Dauertip, 5x AllSpec 2,5 u. 4mm	136005900
BETA 400 LED Fiber Optik F.O. Otосkop Ladegriff, NT4 Tischladegerät, 10x AllSpec 4mm	136006000
BETA 400 LED Fiber Optik F.O. Otосkop-Kopf	136006300

HEINE BETA X OTOSKOP

Das HEINE Otосkop ermöglicht präzise Diagnostik bei hohem Bedienkomfort. LEDHQ Technologie und Fiber Optik sorgen für eine helle, gleichmäßige Ausleuchtung und naturgetreue Farbwiedergabe. Der 4,2x Magnifier liefert hohe Auflösung und Tiefenschärfe. Dank HEINE X CHANGE System lässt sich das Otосkop flexibel erweitern, auch zur digitalen Bildaufnahme per Smartphone. Die leichte, robuste Konstruktion, Einfinger-Bedienung und hygienische Aufbereitung unterstützen den komfortablen Praxisalltag.



Artikel	Bestellnr.
HEINE BETA X Otосkop 4,2x, Case, X CHANGE System Magnifier, Netzteil	136007200



Weitere Geräte, Ersatzteile, Zubehör und Verbrauchsmaterial finden Sie unter www.aurosan-shop.de



Otoskope & Ophthalmoskope

Sets: Otoskop & Ophthalmoskop
Verbrauchsmaterial
Zubehör

Sets: Otoskop & Ophthalmoskop

HEINE Sets

HEINE Ophthalmoskop-/ Otoskop-Sets sind in der mini 3000 Serie und der großen BETA-Familie verfügbar. Die verschiedenen Sets werden entweder mit XHL Xenon oder mit Halogen oder auch als LED angeboten.

Artikel	Bestellnr.
HEINE mini 3000 Set LED Ophthalmoskop + F.O. Otoskop + Batteriegriff, 4x Dauertip, 5x AllSpec 2,5 u. 4mm, Etui	136004600
HEINE mini 3000 Set LED Ophthalmoskop + F.O. Otoskop + 2 Ladegriffe mit NT Tisch-Ladegerät	136004610
Diagnostik Kit LED BETA 200 F.O. Otoskop + Ophthalmoskop BETA4 NT Ladegriffe + Ladegerät	136006700
Diagnostik Kit LED BETA 400 F.O. Otoskop + BETA 200 LED Ophthalmoskop ETA4 NT Ladegriffe + Ladegerät + 10c Einwegtips	136005910



Verbrauchsmaterial

Artikel	VE	Bestellnr.
Verschiedene Ersatzlampen	-	-
Verschiedene Ladebatterien	-	-
Ohrtrichter Größe 2/4/3/4/5 mm - Dauergebrauch	5 Stk.	136000700
Sanalon Ohrtrichter 2,4 mm - Dauergebrauch	1 Stk.	136000800
Sanalon Ohrtrichter 3 mm - Dauergebrauch	1 Stk.	136000820
Sanalon Ohrtrichter 4 mm - Dauergebrauch	1 Stk.	136000900
Sanalon Ohrtrichter 5 mm - Dauergebrauch	1 Stk.	136000920
UniSpec Ohrtrichter 4 mm - Einweg	1000 Stk.	136001500
UniSpec Ohrtrichter 2,5 mm - Einweg	1000 Stk.	136001400



Zubehör & Ersatzteile

Artikel	Bestellnr.	Artikel	Bestellnr.
HEINE BETA 4 USB Ladegriff 3,5 V mit Trafo und USB Kabel	136002300	Ladebatterie HEINE Li-ion L 3,5 V	136007104
HEINE BETA Ladegriff NT 3,5 V für BETA / 4 NT Ladegerät	136002400	LED HQ Modul 3,5 V #070 für Ophthalmoskop BETA 200/200S	136001700-LED
HEINE BETA 4 NT Ladegriff 3,5 V für BETA / NT 300 Ladegerät	136005100	HEINE Mini-C Untersuchungslampe	136007106
HEINE 4 NT Ladegerät für Heine BETA 4 NT Ladegriff	10243		