

# Fiebertemperaturen leicht gemacht!

# +TUCKY

## SMARTES THERMOMETER und LAGEMONITOR

Fieber verlangt eine kontinuierliche Überwachung, um den Zeitpunkt einer notwendigen Behandlung nicht zu verpassen.

Mit dem tragbaren Achsel-Thermometer Tucky gelingt Ihnen die Temperaturüberwachung und Fieberfrüherkennung Ihres Kindes aus der Ferne, ohne Ihr Kind zu stören.

Dank Datenübertragung per App können Sie die Körpertemperatur und Lage Ihres Kindes jederzeit auf Ihrem Handy oder Tablet einsehen und werden bei Veränderung frühzeitig gewarnt. Ein sicheres Gefühl - dank Tucky!





# tucky

## Tragbares, smartes Thermometer für die Achselhöhle



Angenehm zu tragen; weich und flexibel



Fixierung mit biokompatiblen, hypoallergenen  
Silikonfolien (3M)



Bluetooth®-Datenübertragung besonders strahlungsarm



24h-Überwachung, auch aus der Ferne (via Cloud)



Wiederaufladbar per USB-Anschluss  
(1,5h Ladezeit, 5 Tage Laufzeit)



Einstellbare Alarmfunktionen  
(Fiebertalarm)



Temperaturverlauf



Positions-/Lage-  
Überwachung



Für alle Altersgruppen



Sicheres, registriertes  
Medizinprodukt



### Tucky gibt's in Ihrer Apotheke:

- Tucky Thermometer mit 5 Klebefolien (PZN 17263643)
- Klebefolien-Nachfüllpackung, 15 Stück (PZN 17263666)

### oder online bei AUROSAN:

App „tucky“  
kostenfrei mit  
Demoversion  
verfügbar  
unter



[www.aurosan-gesundes-leben.de](http://www.aurosan-gesundes-leben.de)

Hergestellt in Frankreich, Hersteller: e-TakesCare

Vertrieb in Deutschland: AUROSAN GmbH

Frankenstr. 231, D-45134 Essen

Buckower Chaussee 100, D-12277 Berlin

An den Bahngleisen 14a, D-48356 Nordwalde

Tel: 0201 21961-701 | [tucky@aurasan.de](mailto:tucky@aurasan.de) | [www.aurosan.de](http://www.aurosan.de)