





Esaote MyLab™X1 Go

Das MyLab™X1 Go ist ein mobiles Ultraschallgerät der Kompaktklasse mit Voll-Touchscreen, das besonders durch seine leichte Handhabung und hohe Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Es ist ideal für den flexiblen Einsatz in der Praxis als Zweitgerät und für außerhäusige, mobile Einsatzorte.

Ob Heimversorgung, Notfälle, Physiotherapie oder Sportmedizin, die Vielzahl an verfügbaren Sonden und Schallköpfen ermöglicht ein breites Spektrum von Anwendungen für viele Facharztgruppen von Allgemeinmedizin bis Urologie. Abrechnung nach EBM möglich.

Technische Spezifikationen:

- 1 aktiver Sondenanschluss
- Frequenzen 2 - 18 MHz
- 8-Zoll-LCD-Display, hochauflösend
- Softwarefunktionen: Farbflussbildgebung, Pulswellen, Spektraldoppler, Dauerwellendoppler, MView, TPView, XView Algorithmus, B Steer
- Konnektivität: USB 3.0, Bluetooth, HDMI, USB-C, Mini-HDMI, DICOM (optional)
- Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku für ca. 1,5 h leistungsstarkes Scannen
- Gewicht: 1,2 kg; Größe: 16 x 25 x 2 cm



Eine Übersicht passender **Sonden** finden Sie auf der Rückseite.

Zubehör und Verbrauchsmaterial finden Sie unter www.aurosan-shop.de

Eine Gerätevorführung vor Ort oder in einem unserer Sonozentren ist auf Anfrage möglich.





Esaote Ultraschallsonden für MyLab™X1 Go

| | Sonde | Bandbreite, FOV | Klinische Anwendungen |
|---|-----------------------|-----------------------|---|
|  | Linear L154BH | 4 - 15 MHz 38.4 mm | Allg. Bildgebung, Erwachsene |
|  | Linear L187BH | 7 - 18 MHz 25.6 mm | MSK, Small Parts, Pädiatrie, Rheuma |
|  | Konvex C62B | 2 - 6 MHz 72° | Allgemeine Bildgebung |
|  | Mikrokonvex C83B | 3 - 8 MHz 92° | Sonografie von Neugeborenen, Pädiatrie, Abdominalsonografie, Transkraniell |
|  | Phased-Array P42B6 | 2 - 4 MHz 75° | Kardiologie, Transkraniell |
|  | Endokavitär E94B | 4 - 9 MHz 150° | Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie |



| Zubehör | Bestellnr. |
|----------|------------|
| Rucksack | U7821344 |

Sonden, Zubehör, Verbrauchsmaterial
und weitere Informationen
finden Sie auch unter **www.aurosan-shop.de**

