




Esaote MyLab™X1 VET

Das MyLab™X1 VET ist ein tragbares Ultraschallgerät mit Voll-Touchscreen, das speziell für den mobilen und nottierärztlichen Einsatz entwickelt wurde. Es besticht durch seine leichte Bauweise, eine breite Auswahl exzellenter Sonden und damit verknüpft breite Anwendungsmöglichkeiten.

Stationäres Arbeiten wird durch den optional verfügbaren aktiven Trolley mit bis zu 4 Sondenanschlüssen möglich.

Technische Spezifikationen:

- 13,3-Zoll-LCD-Display; OneTouch; Gestensteuerung
- Leicht und einfach transportabel, 2,7 kg, 35 x 3,9 x 24 cm
- 1 aktiver Sondenanschluss
(bis zu 3 zusätzliche Sondenanschlüsse am optionalen Trolley)
- Unterstützte Frequenzen von 2 bis 18 MHz
- Standardfunktionen: B-Mode, M-Mode, CFM-Mode, PW-Mode, CW-Mode, Trapezoidal Imaging (TPI), Panoramic Imaging (VPAN), Auto Image Optimization, B steer, Tissue Harmonic Imaging
- Umfassende Konnektivität:
Wi-Fi, MicroSD, MP4/ PNG, 2x USB 3.0, Bluetooth, HDMI
Unterstützung für optionale S/W-Drucker, DICOM 3.0
- Eingebauter Akku, Laufzeit bis zu 90 Min.



Eine Übersicht zu passenden **Sonden** finden Sie auf der Rückseite.

Das passende Zubehör und Verbrauchsmaterial finden Sie unter www.aurosan-shop.de

Eine Gerätevorführung vor Ort oder in einem unserer Sonozentren ist auf Anfrage möglich.





Esaote Ultraschallsonden für MyLab™X1 VET

	Sonde	Bandbreite, FOV	Klinische Anwendungen
	Linear L154BH	4 - 15 MHz 38.4 mm	Hunde, Katzen: Geburtshilfe, Milz, Leber, Magen-Darm, Urologie, Kleintiere, Kardiologie Pferde: Nieren, Darm, Magenwanddicke, Reproduktion, Kardiologie
	Linear L187BH	7 - 18 MHz 25.6 mm	Hunde, Katzen: Geburtshilfe, Milz, Leber, Magen-Darm, Urologie, Kleintiere, Kardiologie
	Konvex C62B	2 - 6 MHz 72°	Hunde: Geburtshilfe, Milz, Leber, Magen-Darm, Urologie, Kleintiere, Kardiologie, Allgemeine Bildgebung Pferde: Nieren, Darm, Magenwanddicke, Reproduktion, Kardiologie Rinder: Reproduktion, Kardiologie
	Mikrokonvex C83B	3 - 8 MHz 92°	Hunde, Katzen: Geburtshilfe, Milz, Leber, Magen-Darm, Urologie, Kleintiere Kardiologie Pferde: Nieren, Darm, Magenwanddicke, Reproduktion, Kardio Rinder: Reproduktion, Kardiologie
	Phased-Array P42B6	2 - 4 MHz 75°	Hunde: Geburtshilfe, Milz, Leber, Magen-Darm, Urologie, Kleintiere, Kardio Pferde: Nieren, Darm, Magenwanddicke, Reproduktion, Kardiologie Rinder: Reproduktion, Kardio
	Phased-Array P83 B6	3 - 8 MHz 75°	Hunde, Katzen: Geburtshilfe, Milz, Leber, Magen-Darm, Urologie, Kleintiere, Kardio Pferde: Nieren, Darm, Magenwanddicke, Reproduktion, Kardiologie Rinder: Reproduktion, Kardiologie
	Endokavitär E94B	4 - 9 MHz 150°	Allgemeine Bildgebung, Reproduktion, Kardiologie
	Vet Special Transrectal LV513	4 - 11 MHz 50,29 mm	Pferde: Nieren, Darm, Magenwanddicke, Reproduktion, Kardiologie Rinder: Reproduktion, Kardiologie

Zubehör	Bestellnr.
Höhenverstellbarer Rollwagen (Trolley)	U7821351
Kleiner Rucksack	U7821345
Schutzhülle	U7821355
Tablet Tragegurt	U7821360



Sonden, Zubehör, Verbrauchsmaterial
und weitere Informationen finden Sie
auch unter **www.aurosan-shop.de**