



SIUI CTS-800

Das SIUI CTS-800 überzeugt durch sein handflächengroßes Design und seine damit verbundene maximale Mobilität. Mit einem geringen Gewicht und der langen Akkulaufzeit eignet es sich ideal für den flexiblen Einsatz im Stall oder unterwegs - besonders für die Reproduktionsmedizin bzw. das schnelle Screenen bei Großtieren. Die einfache Bedienung ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Untersuchung. Eine IT-Anbindung ist optional verfügbar.

Technische Spezifikationen

- 1 Sondenanschluss
- Unterstützte Frequenzen bis 9 MHz
- Monitor: 7 Zoll, Sichtwinkel 32°, Auflösung 800 × 480
- Modi: B, 2B, B/M, M, Zoom B (kein Doppler)
- Konnektivität: Mini-HDMI, USB, Netzteil, RJ45
- Batterie: Integrierter Lithium-Akku
Betriebsdauer: bis zu 4 Stunden
Ladezeit: weniger als 4 Stunden
- 0,8 kg (7,2 kg mit 2 Sonden und Tragetasche)
Abmaße: 23 x 13 x 5 cm



Eine Übersicht passender **Sonden** finden Sie auf der Rückseite.

Zubehör und Verbrauchsmaterial finden Sie unter www.aurosan-shop.de

Eine Gerätevorführung vor Ort oder in einem unserer Sonozentren ist auf Anfrage möglich.





Ultraschallsonden SIUI CTS-800

	Sonde	Bandbreite, FOV	Klinische Anwendungen
	Mikrokonvex C5FC	3,5 - 7,1 MHz 72°	Rinder, Pferde, Schafe, große Katzen und Hunde, Schweine
	Endokavitär Linear Rektal L5FVC	4 - 6,2 MHz 64 mm	Reproduktion
	Endokavitär Linear Rektal L7FVC	6,5 - 9 MHz 50 mm	Reproduktion



Zubehör	Bestellnr.
Tragekoffer	U708555710
DICOM 3.0 Lizenz	U708555610



Sonden, Zubehör, Verbrauchsmaterial und weitere Informationen finden Sie auch unter www.aurosan-shop.de