



SIUI V3

Das SIUI V3 ist ein kompaktes, leistungsstarkes und mobiles Ultraschallsystem für die Tiermedizin. Fortschrittliche Bildgebungsmodi sowie intelligente Softwarefunktionen unterstützen eine effiziente und präzise Diagnostik durch automatisierte Messungen. Dank seines Designs, des metallenen Gehäuses und der langen Akkulaufzeit eignet sich das V3 für vielfältige Einsatzszenarien, von der stationären Untersuchung bis zum mobilen Einsatz im Feld und bei Großtieren.

Technische Spezifikationen

- 1 Sondenanschluss (bis zu 4 Anschlüsse mit Wagen), 1 TB SSD
 - Unterstützte Frequenzen bis 13,5 MHz
 - Monitor: 15,6 Zoll, neigbar bis 180° nach hinten, Betrachtungswinkel: links/rechts 85°, oben/unten 85°
Bedienfeld: Beleuchtete Tastatur, TGC Tasten (6 Stufen)
 - Modi: B, M, B+Color, B+Spectrum, B+Color+Spectrum,
Erweiterungsmodus: Trapez-/Ext-Sonde (Konvexsonde)
 - Bildoptimierung: THI (Tissue Harmonic Imaging), MFI (Inversion THI),
Fusion Frequency, Nanoview, Compound Imaging, Quick ID, Q-Preset,
Trapez-/Erweiterte Bildgebung, Duplex / Triplex, Panoscope
 - Softwaremodule, z.B. mit Auto IMT, Auto Volume, Auto Flow, View Lock, M-Modus, CFM / PDI /
DPDI / VS Flow, PW / HPRF, Halbautomatische EF, S-View, S-Station, Benutzerkontenverwaltung,
Smarchive, Historische Archivsuche, Spektrummessung (Auto / Semi-Auto / Manuell), Reverse
Import, Cursor-Zoom, Rohdatenanalyse, Auto-Fit (automatische Optimierung), Nachverarbeitung
- Konnektivität: HDMI, S-Video, Video, USB-C,
Netzwerk, RJ45, USB-3.0-Anschluss, EKG, Netzteil
 - Batterie: abnehmbar, Betriebsdauer: bis zu 120 min.
 - 4,2 kg mit Batterie,
Abmaße: 40 x 32 x 7 cm



Eine Übersicht passender **Sonden** finden Sie auf der Rückseite.






Zubehör und Verbrauchsmaterial finden Sie unter www.aurosan-shop.de

Eine Gerätevorführung vor Ort oder in einem unserer Sonozentren ist auf Anfrage möglich.





Ultraschallsonden SIUI V3

	Sonde	Bandbreite, FOV	Klinische Anwendungen
	Linear L8LC kurz	3 - 13,5 MHz 38 mm	Großer Hund (>15 kg) / Mittelgroßer Hund (5-15 kg) / Katze / Sonstige: Abdomen, muskuloskelettal (MSK), oberflächliche Strukturen, Small Parts
	Konvex C3L60C	1 - 6 MHz 61°	Reproduktion, Abdomen
	Mikrokonvex C6I15C	2,5 - 13 MHz 88°	Mittelgroßer Hund (5-15 kg) / Kleiner Hund (<5 kg) / Katze / Sonstige: Abdomen, Reproduktion, Kardiologie
	Endokavitär Linear Rektal L8L50VC	3 - 13,5 MHz 50 mm	Reproduktion
	Endokavitär Linear Rektal L5L65VC	1,5 - 10 MHz 65 mm	Reproduktion

Zubehör	Bestellnr.
Gerätewagen mit manuell-fixer Höheneinstellung	U708555220
Gerätewagen mit flexibler Höheneinstellung (Pedal)	U708555230
Tragekoffer	U708555200
ECG - Zusatzmodul	U708555010
SonoAir - Zusatzmodul	U708555015
Radiology / GI - Zusatzlizenzpaket	U708555020
Free Hand 3D - Zusatzlizenz	U708555030
DICOM Lizenz	U708555040



Sonden, Zubehör, Verbrauchsmaterial
und weitere Informationen finden
Sie auch unter www.aurosan-shop.de