



# Ophthalmoskope

Mittels Ophthalmoskopie wird der Augenhintergrund untersucht. Als Teil der regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen ab dem 1./2. Lebensjahr sind die Ophthalmoskope ideal zur Durchführung des Brücknertests und Untersuchungen des Augenhintergrundes (Funduskopie).

Wir favorisieren Produkte der Firmen HEINE und Welch Allyn (Hillrom), beide bekannt für ihre hohe Qualität und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wenn Sie die Geräte ausprobieren möchten, haben Sie dazu in einem unserer Praxis-Workshops Gelegenheit, wie auch das Üben von Amblyopie-Screening und Brücknertest.

## Taschen-Ophthalmoskope

### HEINE mini 3000 LED-Ophthalmoskop

Taschen-Ophthalmoskop mit Batteriegriff in kompaktem Design mit hochwertiger Optik bei kleinsten Abmessungen, gut geeignet für unterwegs und die Visite.

- Refraktionsausgleich: -20 dpt. bis +20 dpt., Farbtemperatur: 4000 K, Farbwiedergabe-Index > 95
- Halteclip mit integriertem Ein-/Aussschalter, Griff und Kopfstück zweiteilig, servicefreundlich
- mini 3000-Blenden: Fixationsstern, großer Kreis, mittlerer Kreis, Halbkreis, Rotfrei-Filter



### HEINE BETA® 200 Ophthalmoskop

Das besondere staubdichte Design schützt die Präzisionsoptik und ermöglicht einen wartungsfreien Gebrauch. Die optischen Komponenten sind flächenbündig in einen Rahmen aus Aluminiumguss integriert, wodurch eine Dezentrierung verhindert und das Instrument resistent gegenüber leichten Stößen wird.

Das asphärische optische System (AOS) ermöglicht einen klaren, scharfen Blick auf den Augenhintergrund in einer Ebene. 74 Ein-Dioptrien-Schritte auf dem Linsenrad vermeiden dabei extreme Dioptriesprünge (-36 dpt. bis +38 dpt.). Stufenlose Helligkeitsregelung zwischen 100% und 3% mit Einfinger-Bedienung. Dank des versenkten, mehrfach vergüteten Sichtfensters gibt es kein Streulicht und somit eine sichere Diagnosegrundlage.

Sowohl für weite als auch für nicht geweitete Pupillen einsetzbar. Die ergonomische Form passt sich bequem an die Orbita an und schirmt das Umgebungslicht ab. Verschiedene Ausführungen (mit/ohne Griff; XHL Xenon-Halogenlampe oder LED) und Zubehörartikel verfügbar.



### Pocket (Plus) LED-Ophthalmoskop

Das Welch Allyn Pocket LED-Ophthalmoskop mit Batteriegriff ist ein sehr robustes Taschen-Ophthalmoskop, erhältlich in mehreren modernen Designs.

Die SureColor™ LED-Technologie sorgt für eine sehr gute Beleuchtung bei Untersuchungen des Fundus. Durch das geringe Gewicht (100g) ist das Pocket LED-Ophthalmoskop komfortabel im Handling und effizient bei Untersuchungen. Verschiedene Gerätefarben sowie umfangreiches Zubehör stehen zur Auswahl.



Die Variante Pocket Plus besitzt einen Schiebeschalter, der eine Reduktion der Helligkeit um ca. 30% ermöglicht. Zusätzlich ist im Lieferumfang eine sehr gut verarbeitete Transporttasche mitinbegriffen, die viel Platz für weitere Utensilien wie Otoskop, Stifte etc. bietet. Für das Pocket LED-Ophthalmoskop gibt der Hersteller 3 Jahre Garantie, für das Pocket Plus LED Ophthalmoskope eine 5-jährige Garantie.

Artikel	Bestellnr.	
<b>HEINE mini 3000 LED Ophthalmoskop</b> (mit Batteriegriff)	136005400	
<b>BETA 200 LED Ophthalmoskop</b> (ohne Batteriegriff)	136005000	
<b>BETA 200 S LED Ophthalmoskop</b> (ohne Griff und Zubehör)	136004900	
<b>BETA 200 S LED Ophthalmoskop SET NT4</b> (Ladegriff, Tischladegerät, Hartschalenetui)	136005200	
<b>BETA 200 M 2 Ophthalmoskop XHL</b>	136004100	
<b>BETA 200 S Ophthalmoskop-Set XHL</b> (mit Batteriegriff)	136004800	
<b>Pocket LED-Ophthalmoskop</b>	<b>Pocket</b>	<b>Pocket Plus</b>
<b>onyxschwarz</b>	274009303	274009903
<b>opalviolett</b>	274009301	274009901
<b>perlweiß</b>	274009302	274009902
<b>royalblau</b>	274009300	274009900



# Ophthalmoskope

## Sets: Otoskop & Ophthalmoskop

### HEINE Sets

HEINE Ophthalmoskop-/ Otoskop-Sets sind in der mini 3000 Serie und der großen BETA-Familie verfügbar.

Die verschiedenen Sets werden entweder mit XHL Xenon oder mit Halogen oder auch als LED angeboten.



### Pocket (Plus) LED-Sets

Mit langlebiger gewohnt-hoher Qualität bieten die robusten Pocket LED-Ophthalmoskope und -Otoskope von Welch Allyn ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die **Variante Pocket LED-Set** wird mit einer praktischen Softtasche für unterwegs und einem Fach für Ohrtrichter geliefert.

Die **Variante Pocket Plus LED-Set** wird mit einer Box mit Zubehör geliefert.

Beide Varianten sind in verschiedenen Farben verfügbar.



Artikel	Bestellnr.
<b>HEINE mini 3000 LED Ophthalmoskop + F.O. Otoskop</b> (Batteriegriff, 4x Dauertip, 5x AllSpec 2,5 u. 4mm, Etui)	136004600
<b>Diagnostik Kit LED BETA 200 F.O. Otoskop+ Ophthalmoskop</b> (BETA4 NT Ladegriffe + Ladegerät)	136006700

Artikel	Bestellnr.	
	Pocket	Pocket Plus
<b>LED-Sets Welch Allyn royalblau</b>	274009700	274009600
<b>opalviolett</b>	274009701	274009601
<b>perlweiß</b>	274009702	274009602
<b>onyxschwarz</b>	274009703	274009603

Weitere Ophthalmoskope und Ophthalmoskop-Sets finden Sie unter [www.aurosan-shop.de](http://www.aurosan-shop.de)

## Zubehör und Ersatzteile

Artikel	Bestellnr.
<b>HEINE mini 3000 Ladegriff</b>	136006500
<b>Ladegerät für Heine mini 3000 LED F.O. 2,5 V NiMH Ladebatterie</b>	136004500
<b>HEINE BETA 4 USB Ladegriff 3,5 V</b> (mit Trafo und USB Kabel)	136002300
<b>HEINE BETA-Ladegriff NT 3,5 V</b>	136002400
<b>HEINE BETA 4 NT Ladegriff</b>	136005100
<b>HEINE NT300 Ladegerät für BETA-Serie</b>	136006800
<b>HEINE Ladebatterie NiMH 3,5 V für BETA Handgriff</b>	136003400
<b>Welch Allyn Li-Ionen Handgriff 3,5V</b> (mit Trafo und Ladeschale)	274009000
<b>Welch Allyn Li-Ionen Handgriff 3,5V</b> (ohne Trafo und Ladeschale)	274009001



Adapter	Bestellnr.
<b>HEINE Kopf auf Welch Allyn Handgriff</b>	136006900
<b>Welch Allyn Kopf auf HEINE BETA Handgriff</b>	274008700