



Otосkope

Für die komfortable Inspektion von Trommelfell und äußerem Gehörgang gibt es eine Vielzahl von Otосkopen. Diese unterscheiden sich in verschiedenen Kriterien wie Größe, Gewicht, Vergrößerung, Material, Art der Beleuchtung, Stromversorgung, Zusatzfunktionen uvm.

Wir favorisieren Produkte der Firmen HEINE und Welch Allyn (Hillrom), beide bekannt für ihre hohe Qualität und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerne beraten wir Sie und helfen Ihnen, das passende Gerät für Sie zu finden.

Taschen-Otосkope

HEINE mini 3000 Otосkop

Das moderne Otосkop mit LED-Beleuchtung ist im Vergleich zu XHL Xenon Halogen Instrumenten doppelt so hell und wartungsfrei, da kein Lampenwechsel notwendig ist. Das LED-Wärmemanagement sorgt für eine konstante Leuchtkraft über die gesamte Lebensdauer. Die Ausleuchtung ist hell und gleichmäßig mit hervorragender Farbwiedergabe (Farbtemperatur = 4000 K, Farbwiedergabeindex > 95, Wiedergabe von Rottönen > 90). Ein integrierter Performance-Indicator sorgt dafür, dass die maximale Lichtintensität beim Einschalten des Gerätes direkt erreicht ist. Danach passt sich die Helligkeit an den aktuellen Ladestand der Stromquelle an. Durch die Fade-out Funktion wird ein anstehender Batteriewechsel signalisiert, wobei die Betriebszeit bei bis zu 10 Stunden liegt.



HEINE BETA®200 Otосkop

Das HEINE BETA®200 hat eine solide mattverchromte Ganzmetallkonstruktion mit distaler Fiber Optik Beleuchtung. Das Otосkop ist robust, langlebig und leicht zu reinigen. Durch die schwarze Innenfarbe des Kopfstücks entsteht eine helle, reflexfreie Ausleuchtung von Tympanum und Gehörgang. Das großflächige, kratzfeste Sichtfenster mit 3-facher Vergrößerung ist aus vergütetem optischen Glas hergestellt. Dadurch wird die Sicht nicht behindert und das Bild ist bis in die Randzonen verzerrungsfrei. Zusätzlich ist ein Gebläse-Anschluss vorhanden, um einen pneumatischen Trommelfelltest durchführen zu können.



MacroView™

Das MacroView™ Otосkop bietet ein nahezu zweimal so großes Blickfeld und 30% mehr Vergrößerung als herkömmliche Otосkope. So wird die Ansicht des Gehörgangs und des Trommelfells optimiert. Außerdem gibt es die Möglichkeit der Fokusanpassung bei unterschiedlich langen Gehörgängen und bei Weitsichtigkeit.



Pocket (Plus) LED-Otосkop

Das Welch Allyn Pocket LED-Otосkop ist ein robustes, modernes Taschen-Otосkop. Es ist ausgestattet mit SureColor™ LED-Lampen für helles, weißes Licht. Die Fiber Optik liefert kühles Licht ohne Reflexionen und Sicht Einschränkungen. Durch das geringe Gewicht lässt sich das Otосkop komfortabel für effiziente Untersuchungen verwenden.

Die Variante **Pocket Plus** erzeugt ein noch helleres Licht und enthält neben dem Otосkop eine Tasche mit Platz für Trichter und ein weiteres Gerät wie ein Ophthalmoskop.



Artikel	Bestellnr.	
HEINE mini 3000 2,5V Fiber Optik-Otосkop	136004200	
HEINE mini 3000 2,5V Fiber Optik-Otосkop (Ladegriff, 4x Dauertip, 5x AllSpec 2,5 u. 4mm)	136004301	
HEINE mini 3000 2,5V Fiber Optik-Otосkop (Batteriegriff, 4x Dauertip, 5x AllSpec 2,5 u. 4mm)	136004300	
HEINE mini 3000 2,5V Fiber Optik-Otосkop (Batteriegriff, 4x Dauertip, 5x AllSpec 2,5 u. 4mm, Hartschalenetui)	136004400	
BETA®200 Fiber Optik Otосkop-Set (mit Batteriegriff und Zubehör)	136004700	
Digital MacroView Videootосkop (Instrumentenkopf, USB und Ohrtrichter-Set)	274008200	
MacroView Otосkopkopf HPX (mit HPX Halogenlampe)	274008600	
MacroView Otосkopkopf LED 3,5V (mit Rachenleuchte Welch Allyn)	274008800	
LED-Otосkop	Pocket	Pocket Plus
Welch Allyn		
onyxschwarz	274009504	274009500
opalviolett	274009507	274009503
perlweiß	274009505	274009501
royalblau	274009506	274009502

Weitere Otосkope
finden Sie unter www.aurosan-shop.de



Otoskope

Sets: Otoskop & Ophthalmoskop

HEINE Sets

HEINE Ophthalmoskop-/ Otoskop-Sets sind in der mini 3000 Serie und der großen BETA-Familie verfügbar.

Die verschiedenen Sets werden entweder mit XHL Xenon oder mit Halogen oder auch als LED angeboten.



Pocket (Plus) LED-Sets

Mit langlebiger gewohnt-hoher Qualität bieten die robusten Pocket LED-Ophthalmoskope und -Otoskope von Welch Allyn ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die **Variante Pocket LED-Set** wird mit einer praktischen Softtasche für unterwegs und einem Fach für Ohrtrichter geliefert.

Die **Variante Pocket Plus LED-Set** wird mit einer Box mit Zubehör geliefert. Außerdem hat das Otoskop eine höhere Helligkeit und das Ophthalmoskop einen Schieberegler für die Helligkeitsoptimierung.

Beide Varianten sind in verschiedenen Farben verfügbar.



Artikel	Bestellnr.	
HEINE mini 3000 LED Ophthalmoskop + F.O. Otoskop (Batteriegriff, 4x Dauertip, 5x AllSpec 2,5 u. 4mm, Etui)	136004600	
Diagnostik Kit LED BETA®200 F.O. Otoskop + Ophthalmoskop (BETA4 NT Ladegriffe + Ladegerät)	136006700	
LED-Sets Welch Allyn	Pocket	Pocket Plus
royalblau	274009700	274009600
opalviolett	274009701	274009601
perlweiß	274009702	274009602
onyxschwarz	274009703	274009603

Zubehör und Ersatzteile



Adapter	Bestellnr.
HEINE Kopf auf Welch Allyn Handgriff	136006900
Welch Allyn Kopf auf HEINE BETA Handgriff	274008700

Artikel HEINE	Bestellnr.
HEINE mini 3000 Ladegriff	136006500
Ladegerät für Heine mini 3000 LED F.O. 2,5 V NiMH Ladebatterie	136004500
HEINE BETA 4 USB Ladegriff 3,5 V (mit Trafo und USB Kabel)	136002300
HEINE BETA-Ladegriff NT 3,5 V	136002400
HEINE BETA 4 NT Ladegriff	136005100
HEINE NT300 Ladegerät für BETA-Serie	136006800
HEINE Ladebatterie NiMH 3,5 V für BETA Handgriff	136003400
Artikel Welch Allyn	
Ersatzlampe Halogen für MacroView	274010400
Upgrade / Ersatzlampe (LED) für MacroView	274009400
LED Upgrade Kit für Otoskope außer MacroView	274010500
Li-Ionen Handgriff 3,5V (mit Trafo und Ladeschale)	274009000
Li-Ionen Handgriff 3,5V (ohne Trafo und Ladeschale)	274009001

Weitere Otoskop-Sets, Ohrtrichter, Ersatzlampen, Adapter uvm. finden Sie unter www.aurosan-shop.de